

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
1	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000066	501507002	501507002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
2	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000064	501506502	501506502	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
3	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000092	501506002	501506002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
4	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000084	501407002	501407002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
5	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000073	501406502	501406502	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
6	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000077	501406002	501406002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
7	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000067	501307002	501307002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
8	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000065	501306502	501306502	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
9	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000081	501306002	501306002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
10	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000075	501236002	501236002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
11	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000083	501196002	501196002	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
12	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000078	501194502	501194502	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
13	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20243030734	C02070300401007001060000072	501193502	501193502	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
14	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20153030522	C02070300402005054840000073	后端裁剪塞丁格型	4F开口55cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	2	按该组规则中选
15	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20153030522	C02070300402005054840000042	后端裁剪塞丁格型	4F开口60cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	2	按该组规则中选
16	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20153030522	C02070300402005054840000062	后端裁剪塞丁格型	4F开口50cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	2	按该组规则中选
17	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000989	A1950SL01	A1950SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
18	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000992	A4060SL01	A4060SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
19	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000990	A4060SL02	A4060SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
20	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000995	A1950SL02	A1950SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
21	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000998	A1920SL02	A1920SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
22	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000993	A3060SL02	A3060SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
23	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000991	A3060SL01	A3060SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
24	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610001000	C3060SL5002	C3060SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
25	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000996	C4060SL5002	C4060SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
26	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000994	A1920SL01	A1920SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
27	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000999	C3060SL5001	C3060SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
28	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20203030355	C02070300401007115610000997	C4060SL5001	C4060SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
29	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030822	C02070300401005044790000026	17-2364	17-2364	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
30	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030822	C02070300401005044790000027	17-2374	17-2374	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
31	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030822	C02070300401005044790000028	17-2384	17-2384	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
32	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030822	C02070300401005044790000029	17-2484	17-2484	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
33	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000053	单腔	12-1142	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
34	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401006044790000037	单腔	12-1151	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
35	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000073	单腔	12-1364	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
36	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000060	单腔	12-1374	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
37	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000057	单腔	12-1384	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
38	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000075	单腔	12-1394	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
39	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000125	单腔	12-1171	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
40	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000126	单腔	12-1172	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
41	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20163031537	C02070300401007044790000055	单腔	12-1122	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
42	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20153032016	C020703004020050947900000806	PF-1.9Fr-1-C-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
43	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000026	A20033201	A20033201	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
44	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000036	A20043201	A20043201	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
45	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000035	A20053201	A20053201	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
46	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000013	A20053202	A20053202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
47	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000011	A20033202	A20033202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
48	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注进20203031534	C02070300401007070610000012	A20043202	A20043202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
49	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000075	PB-C 5Fr×60cm	单腔5Fr×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
50	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000045	PF-A 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm PICC复合装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
51	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000037	PF-B 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm PICC复合装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
52	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000043	PF-A 1.9Fr×35cm	单腔1.9Fr×35cm PICC复合装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
53	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000038	PB-C 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm PICC标准装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
54	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000070	PF-ABC 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
55	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000071	PF-B 1.9Fr×35cm	单腔1.9Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
56	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000040	PF-C 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm PICC复合装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
57	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000412	PB-ABC 1.9Fr×35cm	单腔1.9Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
58	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000046	PB-ABC 1.9Fr×25cm	单腔1.9Fr×25cm PICC标准装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
59	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000048	PB-ABC 1.9Fr×30cm	单腔1.9Fr×30cm PICC标准装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
60	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000042	PB-ABC 1.9Fr×40cm	单腔1.9Fr×40cm PICC标准装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
61	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000276	PF-A 2Fr×50cm	单腔2Fr×50cm	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
62	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000206	PB-B 3Fr×60cm	单腔3Fr×60cm	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
63	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000082	PB-C 4Fr×60cm	单腔4Fr×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
64	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000073	PB-C 3Fr×60cm	单腔3Fr×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
65	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20143032347	C02070300401007006660000041	PB-ABC 1.9Fr×50cm	单腔1.9Fr×50cm PICC标准装	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
66	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030646	C02070300401007193840000014	A20053202	A20053202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
67	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030646	C02070300401007193840000026	A20033202	A20033202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
68	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F）	国械注准20233030646	C02070300401007193840000062	A20043202	A20043202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
69	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253031851	C02070300401007001060000215	1253464	1253464	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
70	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253031851	C02070300401007001060000175	1252464	1252464	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
71	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253031851	C02070300401007001060000224	1252364	1252364	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
72	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20163031537	C02070300401006044790000030	双腔	12-2471	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
73	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20163031537	C02070300401006044790000027	双腔	12-2481	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
74	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20163031537	C02070300401006044790000031	双腔	12-2571	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
75	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030822	C02070300401007044790000102	17-4473	17-4473	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
76	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030822	C02070300401007044790000101	17-4383	17-4383	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
77	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030822	C02070300401007044790000103	17-4483	17-4483	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
78	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030822	C02070300401007044790000104	17-4583	17-4583	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
79	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000043	A20113201	A20113201	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
80	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000032	A20113202	A20113202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
81	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000037	A20123201	A20123201	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
82	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000041	A20343202	A20343202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
83	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000030	A20133202	A20133202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
84	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000039	A20123202	A20123202	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
85	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000022	A20113202	A20113202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	3	按该组规则中选
86	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000080	A20133202	A20133202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	3	按该组规则中选
87	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000025	A20343202	A20343202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	3	按该组规则中选
88	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000030	A20123202	A20123202	广东昊朗医疗科技有限责任公司	3	按该组规则中选
89	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000076	PB-C 6Fr3×60cm	三腔6Fr3×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	3	按该组规则中选
90	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000083	PB-C 5Fr2×60cm	双腔5Fr2×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	3	按该组规则中选
91	经外周中心静脉导管-普通型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000084	PB-C 6Fr2×60cm	双腔6Fr2×60cm PICC 简装	昊朗科技（佛山）有限公司	3	按该组规则中选
92	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000061	460453	460453	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
93	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000018	460403	460403	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
94	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000049	450453	450453	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
95	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000033	450403	450403	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
96	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000042	440402	440402	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
97	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000036	440353	440353	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
98	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000045	430403	430403	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
99	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000031	430303	430303	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
100	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000060	423403	423403	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
101	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243031794	C02070300401007001060000058	423303	423303	苏州林华医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
102	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000051	预连接塞丁格型	4F开口35cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	2	按该组规则中选
103	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000070	后端裁剪塞丁格型	4F开口35cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	2	按该组规则中选
104	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001050	A4030SL02	A4030SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
105	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001052	A4030SL01	A4030SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
106	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001081	A3030SL02	A3030SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
107	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001088	A3030SL01	A3030SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
108	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001064	C3030SL5002	C3030SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
109	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001047	C3030SL5001	C3030SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
110	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001076	C4030SL5002	C4030SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
111	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001062	C4030SL5001	C4030SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	3	按该组规则中选
112	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401006044790000024	单腔	12-1232	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
113	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401006044790000045	单腔	12-1241	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
114	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000049	单腔	12-1242	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
115	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000036	单腔	12-1442	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
116	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000063	单腔	12-1344	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
117	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401006044790000086	17-2354	17-2354	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
118	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000127	单腔	12-1353	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
119	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401007044790000096	17-2253	17-2253	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
120	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401007044790000081	17-2353	17-2353	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
121	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401006044790000084	17-2254	17-2254	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
122	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401006044790000085	17-2344	17-2344	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
123	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030822	C02070300401007044790000079	17-2343	17-2343	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
124	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000051	单腔	12-1343	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
125	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401007044790000037	单腔	12-1342	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
126	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401006044790000023	单腔	12-1341	郑州迪奥医学技术有限公司	4	按该组规则中选
127	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000258	PB-A 2Fr×20cm	单腔2Fr×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
128	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000125	PB-A 3Fr×15cm	单腔3Fr×15cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
129	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000150	PB-A 4Fr×15cm	单腔4Fr×15cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
130	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000111	PB-A 5Fr×15cm	单腔5Fr×15cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
131	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000141	PB-A 5Fr×20cm	单腔5Fr×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
132	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000130	PB-A 5Fr×25cm	单腔5Fr×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
133	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000115	PB-A 5Fr×30cm	单腔5Fr×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
134	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000099	PB-A 5Fr×35cm	单腔5Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
135	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000147	PB-A 5Fr×40cm	单腔5Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
136	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000743	PF-B 2Fr×35cm	单腔2Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
137	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000443	PF-B 2Fr×30cm	单腔2Fr×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
138	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000685	PF-B 2Fr×25cm	单腔2Fr×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
139	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000274	PF-B 2Fr×40cm	单腔2Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
140	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000154	PB-A 3Fr×30cm	单腔3Fr×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
141	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000524	PB-B 2Fr×25cm	单腔2Fr×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
142	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000089	PB-A 3Fr×20cm	单腔3Fr×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
143	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000120	PB-A 3Fr×35cm	单腔3Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
144	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000102	PB-A 3Fr×40cm	单腔3Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
145	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000132	PB-A 4Fr×40cm	单腔4Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
146	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000249	PB-B 2Fr×20cm	单腔2Fr×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
147	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000649	PB-B 2Fr×35cm	单腔2Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
148	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000288	PF-A 2Fr×40cm	单腔2Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
149	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000134	PB-A 3Fr×25cm	单腔3Fr×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
150	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000091	PB-A 4Fr×25cm	单腔4Fr×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
151	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000442	PB-B 2Fr×30cm	单腔2Fr×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
152	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000138	PB-A 4Fr×35cm	单腔4Fr×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
153	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000108	PB-A 4Fr×30cm	单腔4Fr×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
154	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20143032347	C02070300401007006660000145	PB-A 4Fr×20cm	单腔4Fr×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	5	按该组规则中选
155	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注进20173035248	C02070500400004070610000001	A120-03120-N	单腔3Fr	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
156	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注进20173035248	C02070500400004070610000002	A120-04120-N	单腔4Fr	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	6	按该组规则中选
157	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20163031537	C02070300401007044790000039	双腔	12-2452	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
158	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20163031537	C02070300401007044790000046	双腔	12-2442	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
159	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000155	PB-A 5Fr2×15cm	双腔5Fr2×15cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
160	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000101	PB-A 6Fr2×15cm	双腔6Fr2×15cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
161	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000152	PB-A 6Fr2×20cm	双腔6Fr2×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
162	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000107	PB-A 6Fr2×25cm	双腔6Fr2×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
163	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000153	PB-A 6Fr2×30cm	双腔6Fr2×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
164	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000126	PB-A 6Fr2×35cm	双腔6Fr2×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
165	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000769	PB-A 6Fr2×40cm	双腔6Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
166	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000105	PB-A 5Fr2×35cm	双腔5Fr2×35cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
167	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000098	PB-A 5Fr2×20cm	双腔5Fr2×20cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
168	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000383	PB-A 5Fr2×40cm	双腔5Fr×40cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
169	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000119	PB-A 5Fr2×25cm	双腔5Fr2×25cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
170	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注准20143032347	C02070300401007006660000124	PB-A 5Fr2×30cm	双腔5Fr2×30cm	昊朗科技（佛山）有限公司	2	按该组规则中选
171	经外周中心静脉导管-普通型-12cm<长度≤50cm-多腔型	国械注进20173035248	C02070500400004070610000006	A120-04220-N	双腔4Fr	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
172	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000048	MML60X-05110	MML60X-05110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
173	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000068	MML60X-05108	MML60X-05108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
174	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000043	MML60X-05106	MML60X-05106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
175	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000030	MML600-05110	MML600-05110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
176	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000017	MML600-05108	MML600-05108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
177	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000044	MML600-05106	MML600-05106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
178	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000076	MML60X-04112	MML60X-04112	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
179	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000024	MML60X-04110	MML60X-04110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
180	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000027	MML60X-04108	MML60X-04108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
181	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000070	MML60X-04106	MML60X-04106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
182	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000025	MML60X-03112	MML60X-03112	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
183	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000071	MML60X-03110	MML60X-03110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
184	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000015	MML60X-03108	MML60X-03108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
185	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000034	MML60X-03106	MML60X-03106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
186	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000064	MML600-04110	MML600-04110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
187	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000033	MML600-04108	MML600-04108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
188	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000014	MML600-03112	MML600-03112	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
189	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000062	MML600-03110	MML600-03110	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
190	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000003	MML600-03108	MML600-03108	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
191	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000032	MML600-03106	MML600-03106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
192	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000042	MML60X-02106	MML60X-02106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
193	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000075	MML600-04106	MML600-04106	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
194	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20243030271	C02070500400003084380000028	MML600-04112	MML600-04112	北京天地和协科技有限公司	1	按该组规则中选
195	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000087	17-3233	17-3233	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
196	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000088	17-3234	17-3234	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
197	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000091	17-3332	17-3332	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
198	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000083	17-3213	17-3213	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
199	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000084	17-3214	17-3214	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
200	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000085	17-3223	17-3223	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
201	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000086	17-3224	17-3224	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
202	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000089	17-3312	17-3312	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
203	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20233030822	C02070300401007044790000090	17-3322	17-3322	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
204	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000001	P120-03110	3Fr×10cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
205	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000006	P120-05108	5Fr×8cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
206	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000005	P120-05110	5Fr×10cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
207	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000004	P120-04108	4Fr×8cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
208	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000002	P120-03108	3Fr×8cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
209	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070300401007070610000044	P120-04110	P120-04110	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	3	按该组规则中选
210	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000851	PB-B 5Fr×8cm	单腔5Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
211	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000579	PB-B 5Fr×12cm	单腔5Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
212	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000527	PB-B 5Fr×10cm	单腔5Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
213	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000399	PB-B 4Fr×12cm	单腔4Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
214	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000677	PB-B 4Fr×10cm	单腔4Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
215	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000386	PB-B 3Fr×8cm	单腔3Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
216	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000345	PB-B 3Fr×12cm	单腔3Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
217	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000334	PB-B 3Fr×10cm	单腔3Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
218	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000117	PB-B 2Fr×10cm	单腔2Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
219	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000104	PB-B 2Fr×8cm	单腔2Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
220	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000774	PB-A 3Fr×8cm	单腔3Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
221	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000863	PB-A 4Fr×10cm	单腔4Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
222	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000746	PB-A 4Fr×8cm	单腔4Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
223	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660001893	PB-B 2Fr×12cm	单腔2Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
224	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000763	PB-A 3Fr×12cm	单腔3Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
225	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000667	PB-A 3Fr×10cm	单腔3Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
226	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000716	PB-A 4Fr×12cm	单腔4Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
227	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000594	PB-A 5Fr×8cm	单腔5Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
228	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000455	PB-A 5Fr×12cm	单腔5Fr×12cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
229	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000429	PB-A 5Fr×10cm	单腔5Fr×10cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
230	经外周中心静脉导管-普通型-长度≤12cm	国械注准20143032347	C02070300401007006660000873	PB-B 4Fr×8cm	单腔4Fr×8cm	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
231	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401006044790000094	16-1373	16-1373	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
232	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401006044790000098	16-1363	16-1363	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
233	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401006044790000099	16-1383	16-1383	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
234	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401007044790000117	16-2363	16-2363	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
235	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401007044790000108	16-2383	16-2383	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
236	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030637	C02070300401007044790000112	16-2373	16-2373	郑州迪奥医学技术有限公司	1	按该组规则中选
237	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173031259	C02070300401007102900000004	3174118	(3174118) 4Fr, 单腔	巴德医疗科技（上海）有限公司	2	按该组规则中选
238	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20153032632	C02070300401006102900000013	8194118	4Fr 单腔, 50cm Guidewire	巴德医疗科技（上海）有限公司	2	按该组规则中选
239	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243031043	C02070300401006111240000002	S012040103	S012040103	上海微创生命科技有限公司	3	按该组规则中选
240	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20243030042	C02070300401007037280000001	PICC4SK-S	PICC4SK-S	赛克赛斯生物科技股份有限公司	4	按该组规则中选
241	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20213030534	C02070300401007084550000026	PR-35541-HPHNM	PR-35541-HPHNM	泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司	4	按该组规则中选
242	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20213030534	C02070300401007084550000024	PR-35041-HPHNM	PR-35041-HPHNM	泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司	4	按该组规则中选
243	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000947	A4065SL02	A4065SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
244	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000956	C4065SL5002	C4065SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
245	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000955	C5065SL5002	C5065SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
246	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001109	C3050SL5002	C3050SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
247	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001205	C4050SL5002	C4050SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
248	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001228	C5050SL5002	C5050SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
249	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001232	C4050SL5001	C4050SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
250	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001243	C5050SL5001	C5050SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
251	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001314	C3050SL5001	C3050SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
252	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610001246	C4065SL7001	C4065SL7001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
253	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000949	A4065SL01	A4065SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
254	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000943	A5065SL02	A5065SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
255	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000951	A5065SL01	A5065SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
256	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000960	C4065SL5001	C4065SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
257	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401006115610000966	C5065SL5001	C5065SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	5	按该组规则中选
258	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001304	HPF-4Fr-1T-4-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	6	按该组规则中选
259	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790000370	HPF-5Fr-1T-4-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	6	按该组规则中选
260	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000607	MMPHJ1-5F-50	MMPHJ1-5F-50	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
261	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000879	MMPHJ1-5F-60	MMPHJ1-5F-60	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
262	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000821	MMPHJ1-3F-55	MMPHJ1-3F-55	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
263	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000600	MMPHJ1-3F-60	MMPHJ1-3F-60	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
264	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000952	MMPHJ1-5F-55	MMPHJ1-5F-55	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
265	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000553	MMPHJ1-4F-50	MMPHJ1-4F-50	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
266	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000854	MMPHJ1-4F-55	MMPHJ1-4F-55	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
267	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000538	MMPHJ1-4F-60	MMPHJ1-4F-60	北京天地和协科技有限公司	7	按该组规则中选
268	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005408	A10033102	A10033102	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选
269	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005415	A10053102	A10053102	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选
270	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005354	A10043102	A10043102	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
271	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005391	A10033201	A10033201	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选
272	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005377	A10043201	A10043201	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选
273	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005413	A10053201	A10053201	昊朗科技（佛山）有限公司	8	按该组规则中选
274	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20203031534	C02070300401007070610000040	A20033203	A20033203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	9	按该组规则中选
275	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20203031534	C02070300401007070610000024	A20053203	A20053203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	9	按该组规则中选
276	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注进20203031534	C02070300401007070610000027	A20043203	A20043203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	9	按该组规则中选
277	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030646	C02070300401007193840000052	A20053203	A20053203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	9	按该组规则中选
278	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030646	C02070300401007193840000069	A20033203	A20033203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	9	按该组规则中选
279	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-单腔	国械注准20233030646	C02070300401007193840000053	A20043203	A20043203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	9	按该组规则中选
280	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20173031259	C02070300401007102900000002	3275118	(3275118) 5Fr, 双腔	巴德医疗科技（上海）有限公司	1	按该组规则中选
281	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20153032632	C02070300401006102900000009	8295118	5Fr 双腔, 50cm Guidewire	巴德医疗科技（上海）有限公司	1	按该组规则中选
282	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253030637	C02070300401006044790000095	16-3473	16-3473	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
283	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253030637	C02070300401006044790000088	16-3483	16-3483	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
284	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253030637	C02070300401007044790000123	16-4483	16-4483	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
285	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20253030637	C02070300401007044790000124	16-4473	16-4473	郑州迪奥医学技术有限公司	2	按该组规则中选
286	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20243030042	C02070300401007037280000002	PICC5DK-S	PICC5DK-S	赛克赛斯生物科技股份有限公司	3	按该组规则中选
287	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20213030534	C02070300401007084550000020	PR-35552-HPHNM	PR-35552-HPHNM	泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司	3	按该组规则中选
288	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20213030534	C02070300401007084550000023	PR-35052-HPHNM	PR-35052-HPHNM	泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司	3	按该组规则中选
289	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610000962	C5065DL5002	C5065DL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
290	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610001051	C5050DL5002	C5050DL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
291	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610001317	C5050DL5001	C5050DL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
292	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610001374	C5065DL7001	C5065DL7001	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
293	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610000950	A5065DL02	A5065DL02	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
294	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610000953	A5065DL01	A5065DL01	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
295	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401006115610000941	C5065DL5001	C5065DL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	4	按该组规则中选
296	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030390	C02070300401007094790001070	HPF-5Fr-2T-4-H	60cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
297	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030390	C02070300401007094790001181	HPF-5Fr-2T-3-H	55cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
298	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000794	MMPHJ2-5F-65	MMPHJ2-5F-65	北京天地和协科技有限公司	6	按该组规则中选
299	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000564	MMPHJ2-4F-50	MMPHJ2-4F-50	北京天地和协科技有限公司	6	按该组规则中选
300	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000863	MMPHJ2-4F-60	MMPHJ2-4F-60	北京天地和协科技有限公司	6	按该组规则中选
301	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000924	MMPHJ2-5F-50	MMPHJ2-5F-50	北京天地和协科技有限公司	6	按该组规则中选
302	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000503	MMPHJ2-5F-60	MMPHJ2-5F-60	北京天地和协科技有限公司	6	按该组规则中选
303	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005393	A10113102	A10113102	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
304	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005344	A10133201	A10133201	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
305	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005326	A10123102	A10123102	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
306	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005321	A10113201	A10113201	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
307	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005322	A10123201	A10123201	昊朗科技（佛山）有限公司	7	按该组规则中选
308	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000034	A20113203	A20113203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	8	按该组规则中选
309	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000029	A20133203	A20133203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	8	按该组规则中选
310	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注进20203031534	C02070300401007070610000028	A20343203	A20343203	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	8	按该组规则中选
311	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000035	A20343203	A20343203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
312	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000011	A20113203	A20113203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
313	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000017	A20133203	A20133203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
314	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≥50cm-多腔型	国械注准20233030646	C02070300401007193840000074	A20123203	A20123203	广东昊朗医疗科技有限责任公司	8	按该组规则中选
315	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000966	A4040SL02	A4040SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
316	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000988	A4040SL01	A4040SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
317	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000978	A5040SL02	A5040SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
318	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000965	A5040SL01	A5040SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
319	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000983	C5040SL5002	C5040SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
320	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001096	A3015SL02	A3015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
321	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001094	B4015SL02	B4015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
322	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001092	C4015SL5001	C4015SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
323	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001087	A5015SL01	A5015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
324	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001086	C5015SL5002	C5015SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
325	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001083	B3015SL01	B3015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
326	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001080	B3015SL02	B3015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
327	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001077	C5015SL5001	C5015SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
328	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001073	A5015SL02	A5015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
329	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001068	A4015SL02	A4015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
330	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001065	C3015SL5002	C3015SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
331	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001063	A3015SL01	A3015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
332	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001057	B4015SL01	B4015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
333	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001054	C4015SL5002	C4015SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
334	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001046	B5015SL02	B5015SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
335	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001044	C3015SL5001	C3015SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
336	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001043	B5015SL01	B5015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
337	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610001037	A4015SL01	A4015SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
338	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000977	C4040SL5002	C4040SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
339	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000975	C4040SL5001	C4040SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
340	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20203030355	C02070300401007115610000972	C5040SL5001	C5040SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
341	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001379	HPF-5Fr-1T-4-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
342	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001539	HPF-5Fr-1T-4-H	35cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
343	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001400	HPF-4Fr-1T-4-H	25cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
344	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001689	HPF-4Fr-1T-4-H	35cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
345	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030390	C02070300401007094790001190	HPF-4Fr-1T-4-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
346	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000683	MMPHJ1-5F-30	MMPHJ1-5F-30	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
347	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000623	MMPHJ1-3F-30	MMPHJ1-3F-30	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
348	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000868	MMPHJ1-4F-45	MMPHJ1-4F-45	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
349	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20233030499	C02070300401007084380000757	MMPHJ1-4F-30	MMPHJ1-4F-30	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
350	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005394	A10042902	A10042902	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
351	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005362	A10052902	A10052902	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
352	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005386	A10032902	A10032902	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
353	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005384	A10052502	A10052502	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
354	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005382	A10032502	A10032502	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
355	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20243030199	C02070300401007006660005402	A10042502	A10042502	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
356	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注进20173035248	C02070500400004070610000003	A120-05120-N	单腔5Fr	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	5	按该组规则中选
357	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401007115610000971	A5040DL02	A5040DL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
358	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401007115610000981	A5040DL01	A5040DL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
359	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401007115610000962	C5040DL5002	C5040DL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
360	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20203030355	C02070300401007115610000967	C5040DL5001	C5040DL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
361	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20233030390	C02070300401007094790000075	HPF-5Fr-2T-4-H	35cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
362	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20233030390	C02070300401007094790000313	HPF-5Fr-2T-4-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	2	按该组规则中选
363	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000598	MMPHJ2-5F-30	MMPHJ2-5F-30	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
364	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000445	MMPHJ2-5F-45	MMPHJ2-5F-45	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
365	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20233030499	C02070300401007084380000935	MMPHJ2-4F-30	MMPHJ2-4F-30	北京天地和协科技有限公司	3	按该组规则中选
366	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注进20173035248	C02070500400004070610000007	A120-05220-N	双腔5Fr	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	4	按该组规则中选
367	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005435	A10112902	A10112902	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
368	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005363	A10112502	A10112502	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
369	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005359	A10122802	A10122802	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
370	经外周中心静脉导管-耐高压型-12cm<长度<50cm-多腔型	国械注准20243030199	C02070300401007006660005433	A10122102	A10122102	昊朗科技（佛山）有限公司	4	按该组规则中选
371	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001093	B4010SL02	B4010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
372	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001060	A3010SL01	A3010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
373	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001082	C5010SL5002	C5010SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
374	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001085	C5010SL5001	C5010SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
375	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001049	C4010SL5002	C4010SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
376	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001038	C3010SL5002	C3010SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
377	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001061	C5008SL5002	C5008SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
378	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001078	C5008SL5001	C5008SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
379	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001039	C4008SL5002	C4008SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
380	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001058	C3008SL5002	C3008SL5002	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
381	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001051	A5010SL02	A5010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
382	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001079	A5010SL01	A5010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
383	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001059	A4010SL02	A4010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
384	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001053	A3010SL02	A3010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
385	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001070	A5008SL02	A5008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
386	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001074	A5008SL01	A5008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
387	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001071	B5010SL01	B5010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
388	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001055	B5008SL02	B5008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
389	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001069	B5008SL01	B5008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
390	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001075	B5010SL02	B5010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
391	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001090	C3008SL5001	C3008SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
392	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001042	C3010SL5001	C3010SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
393	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001056	A3008SL01	A3008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
394	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001048	A4008SL01	A4008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
395	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001066	A4010SL01	A4010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
396	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001036	B4008SL01	B4008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
397	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001040	B4010SL01	B4010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
398	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001041	B3010SL01	B3010SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
399	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001084	B3008SL01	B3008SL01	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
400	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001067	A3008SL02	A3008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
401	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001045	A4008SL02	A4008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
402	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001035	B3008SL02	B3008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
403	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001089	B4008SL02	B4008SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
404	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001095	B3010SL02	B3010SL02	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
405	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001072	C4008SL5001	C4008SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
406	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注准20203030355	C02070300401007115610001091	C4010SL5001	C4010SL5001	山东安得医疗用品股份有限公司	1	按该组规则中选
407	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000016	A120-03110-N	3Fr×10cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	2	按该组规则中选
408	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000018	A120-05110-N	5Fr×10cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	2	按该组规则中选
409	经外周中心静脉导管-耐高压型-长度≤12cm	国械注进20173035248	C02070500400003070610000013	A120-04110-N	4Fr×10cm	佛山市吴宁康医疗器械有限公司	2	按该组规则中选
410	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000046	后端裁剪塞丁格型	4F瓣膜55cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
411	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000052	后端裁剪塞丁格型	4F瓣膜60cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
412	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000079	后端裁剪塞丁格型	4F瓣膜50cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
413	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000003	20102560基本型5F60cm	20102560基本型5F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
414	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000004	20102460基本型4F60cm	20102460基本型4F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
415	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000005	20102360基本型3F60cm	20102360基本型3F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
416	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000006	20101560标准型5F60cm	20101560标准型5F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
417	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000001	20101460标准型4F60cm	20101460标准型4F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
418	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070300402005216140000002	20101360标准型3F60cm	20101360标准型3F60cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
419	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401005044790000015	单腔	12-1362	郑州迪奥医学技术有限公司	3	按该组规则中选
420	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401005044790000012	单腔	12-1382	郑州迪奥医学技术有限公司	3	按该组规则中选
421	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401005044790000008	单腔	12-1392	郑州迪奥医学技术有限公司	3	按该组规则中选
422	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401005044790000011	单腔	12-1372	郑州迪奥医学技术有限公司	3	按该组规则中选
423	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173036668	C02070300402005102900000012	7717405	(7717405) 1.4mm*60cm	巴德医疗科技（上海）有限公司	4	按该组规则中选
424	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173031671	C02070300402005102900000002	7617405	(7617405) 单腔 PICC, 4Fr(外径)	巴德医疗科技（上海）有限公司	4	按该组规则中选
425	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173036668	C02070300402005102900000005	7717305	(7717305) 1mm*60cm	巴德医疗科技（上海）有限公司	4	按该组规则中选
426	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173031671	C02070300402005102900000003	7655405	(7655405) 单腔 PICC, 4Fr(外径)	巴德医疗科技（上海）有限公司	4	按该组规则中选
427	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注进20173036668	C02070300402005102900000010	7715405	(7715405) 1.4mm*60cm	巴德医疗科技（上海）有限公司	4	按该组规则中选
428	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000368	PF-5Fr-1-C-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
429	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000329	PB-4Fr-1-A-H	60cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
430	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790001639	PH-4Fr-1-E-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
431	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000340	PB-4Fr-1-C-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
432	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000300	PB-4Fr-1-A-H	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选

经外周中心静脉导管（PICC）浙江省省级公立医疗机构组团采购拟中选结果

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业	拟中选企业排名	备注
433	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000336	PJ-4Fr-1	65cm	佛山特种医用导管有限责任公司	5	按该组规则中选
434	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000055	预连接塞丁格型	4F瓣膜35cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
435	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153030522	C02070300402005054840000067	后端裁剪塞丁格型	4F瓣膜35cm	山东百多安医疗器械股份有限公司	1	按该组规则中选
436	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000001	20101540标准型5F40cm	20101540标准型5F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
437	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000002	20102440基本型4F40cm	20102440基本型4F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
438	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000005	20102540基本型5F40cm	20102540基本型5F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
439	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000006	20102340基本型3F40cm	20102340基本型3F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
440	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000003	20101340标准型3F40cm	20101340标准型3F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
441	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20253030310	C02070500400004216140000004	20101440标准型4F40cm	20101440标准型4F40cm	巴迪脉通医疗科技（苏州）有限公司	2	按该组规则中选
442	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20163031537	C02070300401005044790000013	单腔	12-1352	郑州迪奥医学技术有限公司	3	按该组规则中选
443	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000390	PMH-4Fr-1-E-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
444	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790001630	PF-5Fr-1-C-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
445	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000751	PMH-4Fr-1-E-H	35cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
446	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000735	PMH-4Fr-1-E-H	25cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
447	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000914	PF-4Fr-1-E-H	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
448	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000331	PB-4Fr-1-A	25cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
449	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000350	PB-3Fr-1-A	25cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
450	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-12cm<长度<50cm-单腔	国械注准20153032016	C02070300402005094790000320	PB-4Fr-1-A	30cm	佛山特种医用导管有限责任公司	4	按该组规则中选
451	经外周中心静脉导管-前端三向瓣膜型-长度≤12cm	国械注准20153032016	C02070300402005094790000459	PMJ-4Fr-1	10cm	佛山特种医用导管有限责任公司	1	按该组规则中选